

HOMELOX®-mobil. Systém s kapalným kyslíkem.



- Výhody**
- Nezávislost pro mobilní uživatele díky přenosnému zásobníku - umožňuje pohyb mimo domov až 8 hodin (při průtoku 2 l/min)
 - Přenosný zásobník ve dvou velikostech (dětský a pro dospělé)
 - Stacionární zásobník (41/46 litrů)
 - Snadná obsluha - uživatel si pouze dle potřeby naplní přenosný zásobník ze stacionárního
 - Zařízení dodává při kontinuálním nebo pulzním spořicím režimu léčivo
 - medicánlní kyslík CONOXIA® (čistota 99,5 %)
 - Pravidelné doplňování léčiva společností Linde Gas u uživatele doma
 - Přesně odstupňovaná regulace průtoku (standardně až do 6 l/min)
 - Vhodný i pro děti nebo novorozence (možnost jemnější regulace průtoku)
 - Bezhluchý provoz a nezávislost na zdroji energie

1 l kapalného kyslíku = 853 l plynného kyslíku
při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar



Použití Systém HomeLox®-mobil je zdroj léčiva CONOXIA®. Je určen pro **dlouhodobou domácí** oxygenoterapii, kterou indikuje lékař s plicní specializací. Náklady na léčbu pomocí zařízení HomeLox®-mobil jsou po schválení revizním lékařem hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze pro pobyt doma (zařízení pro domácí léčbu není hrazeno po dobu pobytu pacienta v jakémkoli zdravotnickém zařízení).



Jak pracuje Homelox®-mobil?

Homelox®-mobil je kryogenní zásobník, který udržuje velmi nízkou teplotu zkvalifikovaného kyslíku (-183 °C). Kapalný kyslík se přirozeně odpařuje na plynný kyslík, který je systémem ohřívacích trubek a ventilů přiváděn k uživateli. Zařízení pracuje při tlaku 1,5 bar, není to tedy tlaková lahev, přesto je nutno dodržovat bezpečnostní pravidla manipulace s kyslíkem. Zásobník Homelox®-mobil pravidelně doplňuje servisní pracovník společnosti Linde Gas léčivem CONOXIA® o čistotě min. 99,5 %, a to přímo v místě bydliště uživatele. Při pohybu mimo domov si uživatel sám jednoduše naplní přenosný zásobník ze stacionárního zásobníku. Přenosný zásobník lze nosit přehozený přes rameno, v batohu, nebo táhnout na speciálním vozíku, který si může pacient zakoupit.



Linde Gas a.s.
Healthcare
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Tel.: 272 100 791, 272 100 799
Zákaznické centrum: 800 121 121
info@cz.linde-gas.com, www.linde-gas.cz